

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Conduite déconseillée.

## ENTRETIEN

- Lavage machine (max. 30°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent,
- Nettoyage professionnel à sec modéré.



Conserver le produit à température ambiante.

  
**ORLIMAN.**



Dispositif médical de classe I

Distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter :

SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.

NOT\_CollierC2\_170111\_OrV0

 **ORLIMAN S. L. U.**

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elíana

Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona

Valencia - España (Spain)

LB-I-SME/LB56 Edition : 02/2017



## COLLIER C2

› **COLLIER CERVICAL SEMI-RIGIDE**

  
**ORLIMAN.**

## CONTENU/DESCRIPTION

Un collier cervical C2 :

- Forme anatomique permettant une bonne repose au niveau des maxillaires et du larynx tout en évitant la rotation de la tête,
- Attache velcro® grande taille,
- Renfort interne inamovible pour un meilleur maintien,
- Tricot confortable anti-transpirant,
- Densité de mousse : 32 kg/m<sup>3</sup>.

Une housse de protection amovible et facilement lavable.  
Une notice du produit, à lire attentivement.

## INDICATIONS

Entorse légère, Névralgie cervico-brachiale,  
Cervicarthrose aiguë.

## COMPOSITION

- Mousse : polyuréthane
- Tissu (collier et housse de protection) : Coton 100%
- Intérieur plastique : Polyéthylène basse densité,
- Fixation : Fermeture en velcro® 100% polyamide avec finition en polyuréthane.

## TAILLANT

HAUTEUR (cm)	TAILLE	TOUR DE COU (cm)
7,5	1	30 - 34
	2	35 - 39
	3	40 - 44
9,5	1	30 - 34
	2	35 - 39
	3	40 - 44
	4	45 - 50
10,5	1	30 - 34
	2	35 - 39
	3	40 - 44
	4	45 - 50

DISPONIBLE EN TAILLE ENFANT 

## MISE EN PLACE

**A** (figure 1)

Enfiler la housse de protection sur le collier.

**B** (figure 2)

Tête bien droite, positionner le menton au niveau de la section profilée.

**C** (figures 3 et 4)

Ajuster le maintien, sans gêner la respiration puis fixer le collier à l'arrière du cou à l'aide de la fermeture velcro®.

NB : La housse de protection fournie avec le collier vous permettra de protéger ce dernier et ainsi éviter toutes taches de fond de teint, crèmes, lotions pour la barbe, etc. Amovible, elle peut être lavée et séchée rapidement, indépendamment du collier.



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



PLUS D'INFOS SUR  
NOS PRODUITS :  
[www.smeurope.fr](http://www.smeurope.fr)