

AIRCAST®

AIRSELECT™ COURTE



INDICATIONS :

- Fracture du tarse antérieur et du métatarse
- Entorse sévère du médio-pied

CARACTÉRISTIQUES :

- Une cellule antérieure pré-gonflée et deux cellules d'air distales ajustables individuellement
- Protection par coque intégrale
- La semelle « Softstrike » permet d'absorber les chocs, de réduire la charge au niveau du talon et d'atténuer les forces d'impact
- Application simple et réglages pratiques qui permettent d'accompagner les évolutions du traumatisme et de l'œdème
- Hauteur sans chausson : 28 cm
- Livré avec une housse de protection (voir liste accessoires page 38)
- Le manchon de pied est détachable et peut être lavé à la main
- Ne contient pas de latex
- Poids : 1,4 kg
- Modèle bilatéral
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL)

TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE-XS	30 - 35,5	01ES-XS	3401040686730
S	35,5 - 39,5	01ES-S	3401040686969
M	39,5 - 43	01ES-M	3401040687041
L	43 - 47	01ES-L	3401040687102
XL	> 47	01ES-XL	3401040687270

Prescrire : **Aircast® AirSelect™ Courte** - Remboursé S.S. - 64,40 € TTC - L.P.P.R. : 7143837

