

DONJOY® IMMO AT4 / IMMO AT4 3V



Version monobloc



Découvrez la vidéo de mise en place de l'Immo AT4 DonJoy®



Version 3 volets



Découvrez la vidéo de mise en place de l'Immo AT4 3V DonJoy®

INDICATIONS :

- Immobilisation totale du genou en pré ou post-opératoire : lésions ligamentaires, rotuliennes, méniscales, chirurgie du genou (arthroscopie, ménisectomie...).
- Immobilisation d'urgence ou d'attente sur diagnostic retardé.

CARACTÉRISTIQUES :

- Attelle de genou non articulée, textile extérieur respirant et agréable au toucher pour un confort optimal (version monobloc) et en maille grattée perforée (matériau ultra-respirante, perméable et aérée pour la version 3 volets) et système anti-glisse.
- Ajustement aisé grâce au système de sangles auto-agrippantes.
- Bandes de serrage réglables.
- Fermeture pratique par clips avec boucles extra plates, peu encombrantes et esthétiques, permettant une seule mise en place initiale et un accès facilité pour effectuer les soins.
- Baleines en aluminium bilatérales, malléables et amovibles, pour s'ajuster aux besoins du patient (limitation varus/valgus).
- Baleine postérieure pour une immobilisation stricte.
- Disponible avec baleines latérales 0° de flexion ou 20° de flexion (sur demande sauf hauteur 30 cm).
- NB - Sans précision de la part du prescripteur, l'attelle sera livrée avec des baleines 0° de flexion.
- Modèle bilatéral.

Version monobloc : mise en place simple et rapide.

- Structure légère (≤ 550 g) avec textile ajouré.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique à XL) et 4 hauteurs : 30 cm pour le modèle pédiatrique, 40, 50 et 60 cm.

Version 3 volets : s'adapte aisément aux morphologies atypiques.

- Structure légère (≤ 600 g).
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique à XL) et 5 hauteurs : 30 cm pour le modèle pédiatrique, 40, 50, 60 et 65 cm.

VERSION MONOBLOC

TAILLE	LISÉRÉ BAS DE L'ATTELLE	HAUTEUR ATTELLE	CIRC. CUISSE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
PÉDIATRIQUE	JAUNE	30 cm	30 - 36 cm	82-430-01	0190446260776
S	ROSE	40 cm	37 - 45 cm	82-440-01	0190446260783
M	BORDEAUX	40 cm	46 - 51 cm	82-440-02	0190446260790
L	VERT	40 cm	52 - 57 cm	82-440-03	0190446260806
XL	BLANC	40 cm	58 - 63 cm	82-440-04	0190446260813
S	ROSE	50 cm	37 - 45 cm	82-450-01	0190446260868
M	BORDEAUX	50 cm	46 - 51 cm	82-450-02	0190446260875
L	VERT	50 cm	52 - 57 cm	82-450-03	0190446260882
XL	BLANC	50 cm	58 - 63 cm	82-450-04	0190446260899
S	ROSE	60 cm	37 - 45 cm	82-460-01	0190446260943
M	BORDEAUX	60 cm	46 - 51 cm	82-460-02	0190446260950
L	VERT	60 cm	52 - 57 cm	82-460-03	0190446260967
XL	BLANC	60 cm	58 - 63 cm	82-460-04	0190446260974
ACCESSOIRES		HAUTEUR ATTELLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN	
BALEINES LATÉRALES 20° DE FLEXION		40 cm	82-201	0190446272755	
BALEINES LATÉRALES 20° DE FLEXION		50 cm	82-202	0190446272762	
BALEINES LATÉRALES 20° DE FLEXION		60 cm	82-203	0190446272779	

Prescrire : Immo AT4 DonJoy® - Remboursé S.S. - 57,23 € TTC - L.P.P.R. : 7142884

VERSION 3 VOILETS

TAILLE	LISÉRÉ BAS DE L'ATTELLE	HAUTEUR ATTELLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
PÉDIATRIQUE	JAUNE	30 cm	82-43-30	0190446261025
S	ROSE	40 cm	82-43-01	0190446261032
M	BORDEAUX	50 cm	82-43-02	0190446261049
L	VERT	60 cm	82-43-03	0190446261056
XL	BLANC	65 cm	82-43-04	0190446261063
ACCESSOIRES		HAUTEUR ATTELLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
BALEINES LATÉRALES 20° DE FLEXION		40 cm	82-201	0190446272755
BALEINES LATÉRALES 20° DE FLEXION		50 cm	82-202	0190446272762
BALEINES LATÉRALES 20° DE FLEXION		60 cm	82-203	0190446272779
BALEINES LATÉRALES 20° DE FLEXION		65 cm	82-204	0190446272786

Prescrire : Immo AT4 3V DonJoy® - Remboursé S.S. - 57,23 € TTC - L.P.P.R. : 7142884