

**INDICATIONS :****Version Longue :**

- Entorse sévère de la Cheville – Stade III (arrachement ligamentaire)
- Fracture uni ou bimalléolaire
- Fracture stable 1/3 inférieur de la jambe
- Rupture du tendon d'Achille (grâce à la talonnette disponible sur commande en accessoire, page 38)

Version courte :

- Entorse du médio-pied
- Fracture du tarse antérieur
- Fracture du métatarse

CARACTÉRISTIQUES :

- Pompe de gonflage de la cellule d'air intégrée
- Habillage sans couture au talon
- Semelle large pour plus de confort, de stabilité et d'absorption de choc
- Réduction de la pression plantaire
- Design favorisant la marche et sangles ajustables
- Talonnettes à hauteur dégressive pour mise en équin, disponibles sur commande (3 x 2 cm + 1 x 1 cm = 7 cm) (voir liste accessoires page 38)
- Montants conformables et séquables (en version longue env 5 cm) pour un meilleur ajustement et une adaptabilité à la taille du patient
- Le manchon de pied est détachable et peut être lavé à la main
- Ne contient pas de latex
- Modèle bilatéral
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL)

Accessoire
talonnette
universelle
voir p38.



TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE-XS	30 - 34	11-1371-1	3401043323489
S	34 - 37,5	11-1371-2	3401043323540
M	38 - 43,5	11-1371-3	3401043323601
L	44 - 46,5	11-1371-4	3401043323779
XL	≥ 47	11-1371-5	3401043323830
COURTE - PÉDIATRIQUE-XS	30 - 34	11-1380-1	3401043324080
COURTE - S	34 - 37,5	11-1380-2	3401043324141
COURTE - M	38 - 43,5	11-1380-3	3401043324202
COURTE - L	44 - 46,5	11-1380-4	3401043324370
COURTE - XL	≥ 47	11-1380-5	3401043324431