

MAXTRAX® ROM LONGUE ET COURTE

**INDICATIONS :**

- Rupture du tendon d'Achille (traitement fonctionnel ou chirurgical)
- Fracture uni ou bimalléolaire
- Immobilisation de la cheville avec le pied en équin ou en talus (avec étalonnage précis)

CARACTÉRISTIQUES :

- Possibilité de régler l'amplitude de 45° de flexion plantaire à 30° de flexion dorsale par incréments de 7,5°
- Blocage possible à 0°, 7,5°, 15°, 22,5° et 30° de flexion plantaire ou dorsale
- Semelle large pour plus de confort, de stabilité et d'absorption de choc
- Réduction de la pression plantaire
- Habillage sans couture au talon et design favorisant la marche
- Talonnettes à hauteur dégressive pour mise en équin, disponibles sur commande (3 x 2 cm + 1 x 1 cm = 7 cm) (voir liste accessoires page 38)
- Montants conformables et séquables (en version longue env 5 cm) pour un meilleur ajustement et une adaptabilité à la taille du patient
- Sangles ajustables
- Le manchon de pied est détachable et peut être lavé à la main
- Ne contient pas de latex
- Modèle bilatéral
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL)

Accessoire
talonnette
universelle
voir p38.



TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL/GTIN
PÉDIATRIQUE-XS	30-34	11-1383-1-00000	3401043321829
S	34 - 37,5	11-1383-2-00000	3401043321997
M	38 - 43,5	11-1383-3-00000	3401043322079
L	44 - 46,5	11-1383-4-00000	3401043322130
XL	≥ 47	11-1383-5-00000	3401043322369
COURTE - PÉDIATRIQUE-XS	30-34	79-95352	0888912156165
COURTE - S	34 - 37,5	79-95353	0888912040495
COURTE - M	38 - 43,5	79-95355	0888912040501
COURTE - L	44 - 46,5	79-95357	0888912040518
COURTE - XL	≥ 47	79-95358	0888912156158