

DONJOY[®] MAXTRAX[®] LONGUE ET COURTE



INDICATIONS :

- Entorse grave de la cheville.
- Luxation des fibulaires.
- Fracture uni ou bimalléolaire.
- Fracture du métatarse (version courte).
- Rupture du tendon d'Achille (traitement fonctionnel ou chirurgical).

CARACTÉRISTIQUES :

- Habillage sans couture au talon, n'occasionnant aucune gêne en post-opératoire.
- Semelle large pour plus de confort, de stabilité et d'absorption de choc.
- Réduction de la pression plantaire.
- Design favorisant la marche et sangles ajustables.
- Talonnettes à hauteur dégressive pour mise en équin, disponibles sur commande (3 x 2 cm + 1 x 1 cm = 7 cm) (voir liste accessoires page 42).
- Montants conformables et séquables (en version longue env. 5 cm) pour un meilleur ajustement et une adaptabilité à la taille du patient.
- Ne contient pas de latex.
- Poids version longue inférieur à 1,6 kg.
- Poids version courte inférieur à 1,4 kg.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL).

TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE-S	34 - 37,5	11-1382-2-00000	3401043321300
M	38 - 43,5	11-1382-3-00000	3401043321478
L	44 - 46,5	11-1382-4-00000	3401043321539
XL	≥ 47	11-1382-5-00000	3401043321768
COURTE - PÉDIATRIQUE-XS	30 - 34	11-1384-1-00000	3401043322420
COURTE - S	34 - 37,5	11-1384-2-00000	3401043322598
COURTE - M	38 - 43,5	11-1384-3-00000	3401043322659
COURTE - L	44 - 46,5	11-1384-4-00000	3401043322710
COURTE - XL	≥ 47	11-1384-5-00000	3401043322888

Prescrire : Maxtrax[®] DonJoy[®] - Maxtrax[®] Courte DonJoy[®] - Remboursé S.S. - 64,40 € TTC - L.P.P.R. : 7143837

