

# PROCARE MINITRAX™



## INDICATIONS :

- Fracture stable du 1/3 inférieur de la jambe.
- Fracture uni ou bimalléolaire.
- Fracture du métatarse.
- Entorse de gravité sévère de la cheville (stade III).
- Lésion traumatique de la cheville et du pied de l'enfant.

## CARACTÉRISTIQUES :

- MiniTrax™ est la seule botte pédiatrique qui intègre des éléments au design ludique afin de rendre son port moins intimidant. Plus qu'un design enfantin, MiniTrax™ offre de sérieux atouts thérapeutiques.
- Facilité d'application et d'ajustement grâce au système de sanglage simple.
- Structure légère avec montants latéraux anatomiques permettant un meilleur ajustement et une protection accrue.
- La semelle à profil bas de la MiniTrax™ dispose d'un revêtement durable et antidérapant, résistante aux épreuves du temps et de l'enfance !
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (S, M et L).



TAILLE	ÂGE	COLORIS	LONG. PIED	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
S	1 à 2,5 ans	ORANGE	≤ 15,2 cm	< 25	79-95510	3401521371575
M	2,5 à 5 ans	BLEU	15,2 - 17,8 cm	25 - 29	79-95520	3401521371636
L	5 à 8 ans	JAUNE	17,8 - 20,3 cm	29 - 33	79-95530	3401521371865

Prescrire : **Minitrax® ProCare®** - Remboursé S.S. - 64,40 € TTC - L.P.P.R. : 7143837