

DONJOY[®]

FusioLight[®]

Indications :

- Entorses légères (stade I) à modérées (stade II) de la cheville.

Caractéristiques :

- Les coussinets en mousse & silicone réduisent la pression sur les points douloureux (malléoles).
- Les coques rigides stabilisent et empêchent l'inversion/éversion.
- Le traitement anti-bactérien Thermo-Tex[™] évacue l'humidité et aide à prévenir les odeurs.
- Poids inférieur à 230 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (Pédiatrique - S, M et L).



Découvrez la vidéo de mise en place de la FusioLight[®] DonJoy[®]

Désignation	Taille	Haut. Coques	Code Article	Code ACL
Pédiatrique - S	Enfants	17 cm	82-0011-1	3401060109523
M	< 1,65 m	23 cm	82-0011-2	3401060109547
L	> 1,65 m	25,5 cm	82-0011-3	3401060118358

Elaborée avec PBO Design

Prescrire : FusioLight[®] DonJoy[®]