



# EVOLUTION & FUN Cannes anglaises **HERDEGEN** PARIS



EVOLUTION (200000)


La canne monomatière **EVOLUTION et FUN** (couleurs) est réalisée en polypropylène et duraluminium, testée et certifiée 130 kg par canne. Réglable en hauteur par clip et bouchon antibruit intégré.

*Matériaux : aluminium et polypropylène*

- > choix des coloris
- > bague anti bruit
- > embout anti dérapant
- > catadioptre selon modèle

**GARANTIE 2 ANS**  
POIDS SUPPORTE: 130 KG

Conditionnement :  
Carton de regroupement : 80  
Palette : 320



EVOLUTION (202000)



Océan (200013)



Rouge (200014)



Turquoise (200017)



Anis (200018)

## DIMENSIONS

Code	Désignation	Hauteur poignée/sol	Longueur de la poignée	Largeur manchette	Hauteur appui brachial	Poids
2000**	EVOLUTION & FUN	77/98 cm	10 cm	11 cm	22 cm	0,51 kg
202***	EVOLUTION & FUN catadioptre	77/98 cm	10 cm	11 cm	22 cm	0,51 kg

## EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	Code EAN UDI	LPPR TTC
200000	canne EVOLUTION	3701127701937	3701127701937	
200013	canne FUN Océan	3401078425875	3701127709179	
200014	canne FUN Rouge	3401042362489	3701127705829	
200017	canne FUN Turquoise	3401078628450	3701127709223	
200018	canne FUN Anis	3701127700497	3701127700497	Ancien code : 1296787
202000	canne EVOLUTION avec catadioptre	3401042121994	3701127705294	Nouveau code : 6238091
202013	canne FUN Océan avec catadioptre	3401542122071	3701127710649	12.20 €
202014	canne FUN Rouge avec catadioptre	3701127702125	3701127702125	
202017	canne FUN Turquoise avec catadioptre	3401542122422	3701127710670	
202018	canne FUN Anis avec catadioptre	3701127702132	3701127702132	

