

# ManuLoc®

## Immobilisation du poignet



Baleine métacarpienne et renforts latéraux



Finition des bords avec technique de soudure par ultrasons



Fermeture « velcro » avec arrêt anti-retour

### INDICATIONS

- États inflammatoires post-traumatiques ou post-opératoires
- Applications pré-opératoires
- Syndrome du canal carpien (léger)
- Tendovaginite (modérée)
- Luxations / Contusions
- Arthrose (modérée)

### AVANTAGES ET MODES D'ACTION

- Sécurisation du poignet en extension comme en flexion, mais aussi radialement et du côté ulnaire à l'aide des renforts en aluminium
- L'orthèse empêche les faux mouvements de la région distale et proximale du poignet
- La forme anatomique de la baleine métacarpienne stabilise le poignet en position fonctionnelle et peut être adaptée individuellement
- La construction de l'orthèse permet un mouvement de préhension fonctionnel et préserve ainsi la mobilité
- Mise en place facile de l'orthèse avec une seule main grâce à des fermetures « velcro » très pratiques ainsi que des arrêts anti-retour sur les sangles
- Grande liberté de mouvement du pouce grâce aux deux ouvertures pour le pouce situées des deux côtés, port à gauche ou à droite possible
- Finition des bords avec technique de soudure par ultrasons pour une plus grande longévité et une esthétique améliorée

### LES PLUS DE BAUERFEIND

- + Utilisation simplifiée
- + Agréable à la peau et perspirant
- + Zone confort
- + Mise en place facilitée
- + Mesure numérique

### OPTIONS DE COMMANDE

**Coloris :** titane

**Modèles :** universel (ouvertures pour le pouce des deux côtés)

### CONSEILS D'UTILISATION

- La baleine métacarpienne avec fentes d'aération et les renforts latéraux en aluminium sont ajustables individuellement

TAILLE	0	1	2	3	RÉFÉRENCE
Circonférence poignet (cm)	12 – 15	14 – 18	17 – 21	20 – 26	120 5340 2080 00°
■ ACL	4046445424724	4046445424717	4046445424700	4046445791130	

° = taille (0-3)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l'assurance maladie. Lire la notice d'instructions avant utilisation.



BASE DE REMBOURSEMENT LPPR

**56,64 €**

Valable uniquement en France

Code LPPR: 7149047