

# RhizoLoc®

Stabilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne et carpo-métacarpienne du pouce





Fermeture « velcro » avec arrêt anti-retour



Bande velcro pour la mobilisation



Renfort en aluminium



## INDICATIONS

- Etats inflammatoires post-traumatiques et post-opératoires
- Lésions au niveau des ligaments collatéraux, par ex. pouce du skieur
- Rhizarthrose (légère)
- Luxations / Contusions

## AVANTAGES ET MODES D'ACTION

- Stabilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne et carpo-métacarpienne du pouce
- Stabilisation renforcée de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce grâce à des renforts en aluminium
- Possibilité de limiter la liberté de mouvement au niveau de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce (dynamisation) grâce à la languette « velcro »
- Mise en place facile de l'orthèse avec une seule main grâce à des fermetures « velcro » très pratiques ainsi que des arrêts anti-retour sur les sangles
- Confort de port élevé grâce à des matériaux perméables à l'air, équipés d'aérations
- Préserve la liberté de mouvement du poignet grâce à la sangle étroite et la petite bague de transfert

## LES PLUS DE BAUERFEIND

- + Utilisation simplifiée
- + Agréable à la peau et perspirant
- + Zone confort
- + Mise en place facilitée

## OPTIONS DE COMMANDE

**Coloris :** titane

**Modèles :** à droite, à gauche

## PROUVÉ PAR ÉTUDE<sup>A</sup>

- **Réduction de la douleur par immobilisation de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce** (jusqu'à l'articulation MCP-I) dans les cas de polyarthroses des doigts

## CONSEILS D'UTILISATION

- Renforts en aluminium à adaptation individuelle

## TAILLE

	1	2
Circonférence poignet (cm)	12,5–16	16–20
Circonférence pouce (cm)	5–7	6,5–9
ACL droit	4046445437656	4046445437663
ACL gauche	4046445437670	4046445437687

+ = modèle (6) à droite, (7) à gauche  
° = taille (1–2)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l'assurance maladie.  
Lire la notice d'instructions avant utilisation.

## RÉFÉRENCE

120 5330 1080 +0°



BASE DE  
REMBOURSEMENT  
LPPR

**53,18 €**

Valable uniquement en France

Code LPPR:  
7149060

<sup>A</sup> Wanivenhaus A., Die Behandlung der Fingerpolyarthrosen; Rheumatologie und Orthopädie, 1, 10–12, 2013