

**INDICATIONS :**

- Fracture stable du 1/3 inférieur de jambe
- Fracture uni ou bimalléolaire
- Entorse sévère de la cheville - stade III (arrachement ligamentaire)
- Ostéosynthèse des fractures du 1/3 inférieur de la jambe
- Rupture tendon Achille (grâce à la semelle compensée disponible sur commande en accessoire, page 38)

CARACTÉRISTIQUES :

- Avec ses 2 cellules pneumatiques distales, AirSelect™ Standard offre un niveau de maintien modéré
- Protection par coque intégrale
- La semelle « Softstrike » permet d'absorber les chocs, de réduire la charge au niveau du talon et d'atténuer les forces d'impact
- Une cellule antérieure pré-gonflée et deux cellules d'air distales ajustables individuellement
- Prise en compte de l'équilibre controlatéral
- Application simple et réglages pratiques qui permettent d'accompagner les évolutions du traumatisme et de l'œdème
- Livré avec une housse de protection (voir liste accessoires page 38)
- Le manchon de pied est détachable et peut être lavé à la main
- Ne contient pas de latex
- Poids inférieur à 1,6 kg
- Modèle bilatéral
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL)

Accessoire
semelle compensée
voir p38.



TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE-XS	30 - 35,5	01EF-XS	3401040686211
S	35,5 - 39,5	01EF-S	3401040686389
M	39,5 - 43	01EF-M	3401040686440
L	43 - 47	01EF-L	3401040686501
XL	> 47	01EF-XL	3401040686679