

DONJOY®

ACTISTRAP™



INDICATIONS :

- Lumbalgie aiguë ou chronique
- Lumbago
- Lombosciatalgie
- Prévention de la récurrence lors de travaux de force

CARACTÉRISTIQUES :

- Contention élastique forte en partie dorsale pour favoriser le contrôle postural
- 4 baleines postérieures rigides pour stabiliser la zone lombaire et corriger la lordose
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le plastron abdominal
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout
- Sangles dédoublées en partie dorsale pour une contention accrue
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place
- Sangles avec passe-doigts pour faciliter l'ajustement
- Lavable à la main
- Modèle mixte
- Hauteurs dorsales : 21 cm et 26 cm
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL)

USAGE / PROFIL PATIENT

- Actif
- Lors de travaux de force, activités de loisirs
- Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances



▶ Découvrez la vidéo
de mise en place d'une
ceinture lombaire DonJoy®

TAILLE	HAUT. CEINTURE	CIRC. TAILLE	CODE ARTICLE	CODE ACL
XS	21 cm	56 - 68 cm	82-0230-1	3401597360855
S	21 cm	68 - 82 cm	82-0230-2	3401597361746
M	21 cm	82 - 98 cm	82-0230-3	3401597362927
L	21 cm	98 - 116 cm	82-0230-4	3401597363467
XL	21 cm	116 - 136 cm	82-0230-5	3401597363696
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0231-1	3401597364068
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0231-2	3401597364419
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0231-3	3401596922870
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0231-4	3401596922931
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0231-5	3401596923471

Prescrire : **Actistrap® DonJoy®** - Remboursé S.S. - 47,19 € TTC - L.P.P.R. : 201E00.021 (21 cm) /
55,86 € TTC - L.P.P.R. : 201E00.022 (26 cm)