

DONJOY® NEXTEP™ LONGUE ET COURTE



INDICATIONS :

Version Longue :

- Fracture stable du 1/3 inférieur de jambe.
- Fracture uni ou bimalléolaire.
- Entorse grave de la cheville.
- Entorse du médio-pied.
- Ostéosynthèse des fractures du 1/3 inférieur de la jambe.

Version courte :

- Fracture du tarse antérieur.
- Fracture du métatarse.
- Entorse sévère de l'articulation médio-tarsienne.

CARACTÉRISTIQUES :

- Pompe de gonflage de la cellule d'air intégrée.
- Coque fermée pour un meilleur maintien.
- Facilite le soin des plaies et l'hygiène.
- Semelle amortissante et antidérapante.
- Chausson d'orteils lavable. (voir liste accessoires page 42).
- Ne contient pas de latex.
- Poids version longue inférieur à 1,5 kg.
- Poids version courte inférieur à 1,2 kg.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (S, M et L).

Accessoire
semelle compensée
voir p42.



TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
S	36 - 39	79-95273	3401043326961
M	39 - 44	79-95275	3401043327043
L	44 - 48	79-95277	3401043327104
SHORTIE - S	36 - 39	79-95443	3401044095941
SHORTIE - M	39 - 44	79-95445	3401044096023
SHORTIE - L	44 - 48	79-95447	3401044096191

Prescrire : **Nextep® DonJoy®** - **Nextep® Courte DonJoy®** - Remboursé S.S. - 64,40 € TTC - L.P.P.R.: 7143837