

**DONJOY®**

PODALUX™ II



### INDICATIONS :

- Phase post-opératoire après chirurgie de l'hallux valgus (protocole mini-invasif)
- Protection des structures articulaires et périarticulaires de l'avant-pied
- Phase post-opératoire du syndrome de Morton
- Œdème et plaies de l'avant-pied rendant le chaussage impossible
- Protection et maintien du pied, des orteils et de l'avant-pied en position adéquate durant la rééducation

### CARACTÉRISTIQUES :

- Semelle à rigidité modulable (2 niveaux distincts) : le cambriion amovible permet de moduler la rigidité de la semelle, pour s'adapter aux différentes phases de rééducation et favoriser la reprise d'une foulée naturelle
- L'utilisation du cambriion rigide autorise un déroulement progressif du pas, évite toute flexion des articulations métatarsiennes et permet une augmentation de la stabilité
- Semelle de forme ergonomique, légère
- Gestion aisée d'un pansement volumineux
- Chaussure large, ouverte, adaptable au volume du pied et pouvant accommoder tout type de pansements
- Facilité de mise en place et d'ajustement grâce aux 2 lanières de fermeture auto-agrippantes et à la chaussette d'orteils
- Lavable à la main
- Ne contient pas de latex
- Modèle bilatéral
- Disponible en 6 tailles (de S à XXXL)

TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
S	35 - 36	82-0042-1	0190446329701
M	37 - 38	82-0042-2	0190446329718
L	39 - 40	82-0042-3	0190446329725
XL	41 - 42	82-0042-4	0190446329732
XXL	43 - 45	82-0042-5	0190446329749
XXXL	46 - 48	82-0042-6	0190446329756

Prescrire : **Podalux® II DonJoy®** - Remboursé S.S. - 30,49 € TTC - L.P.P.R. : 7142306

