



S'ouvre entièrement

INDICATIONS :

- Phase post-opératoire après chirurgie de l'hallux valgus (protocoles Scarf, Chevron)
- Protection des structures articulaires et périarticulaires de l'avant-pied
- Phase post-opératoire du syndrome de Morton
- Œdème et plaie de l'avant-pied rendant le chaussage impossible
- Fracture stable du métatarse et des orteils
- Maux perforants plantaires

CARACTÉRISTIQUES :

- Le design de la semelle permet de réduire la pression à l'avant du pied et de maintenir le poids en arrière des articulations métatarsiennes
- Semelle à bout carré et antidérapante
- Structure en caoutchouc et mousse avec semelle compensée au niveau du talon
- Angle au talon facilitant le déroulement du pas
- Stabilité accrue grâce à la large surface de la semelle en contact avec le sol
- Gestion aisée d'un pansement volumineux
- La semelle interne amovible est composée de deux couches successives : mousse compacte et mousse souple
- Ne contient pas de latex
- Modèle bilatéral
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL)

TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE-XS	35 - 37	82-0247-1	3401563531715
S	37 - 39	82-0247-2	3401563531883
M	39 - 42	82-0247-3	3401563531944
L	42 - 44	82-0247-4	3401563532026
XL	> 44	82-0247-5	3401563532255