

DONJOY® ÉCHARPE DE CONTENTION




INDICATIONS :

- Immobilisation à visée antalgique pour les tendinopathies de la coiffe des rotateurs et le syndrome douloureux régional complexe de type I.
- Immobilisation du membre supérieur sans immobilisation stricte de l'épaule.
- Prévention de la subluxation inférieure de la tête humérale chez le patient hémiplégique.
- Immobilisation d'attente avant diagnostic et prise en charge thérapeutique adaptée.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sangle de tour de taille permettant une très bonne immobilisation avec un grand confort.
- Passe-pouce dans le manchon pour le confort et facilite la suspension du membre.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 4 tailles (de Pédiatrique à Adulte Fort).



TAILLE	LONG. AV.BRAS-PAUME	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE	21 - 30 cm	EC01	3401077655853
ENFANT/ADOLESCENT	31 - 40 cm	EC11	3401077036218
ADULTE NORMAL	41 - 50 cm	EC21	3401077036157
ADULTE FORT	51 - 56 cm	EC31	3401077036096