


ORLIMAN®

NEO SOFT

Poignet/Main



■ Domaines d'application :

Rééducation, Rhumatologie.

■ Indications :

Tendinopathie du poignet (TMS) : Tendinite, Ténosynovite et Syndrome du canal carpien, Arthrose, Syndrome de la souris informatique.

■ Caractéristiques :

- Modèle très léger avec un bon maintien et soutien.
- Design anatomique permettant une grande liberté de mouvement des doigts.
- Éclisse palmaire en aluminium, modelable et amovible.
- Bras de levier plus court adapté à l'utilisation pendant le travail (hauteur 16 cm).
- Mise en place aisée grâce à la sangle de pré-positionnement.
- Matière élastique favorisant la contention au niveau du poignet et apportant un effet antalgique.

TVA

5,50 %

LPPR

 41.64 €
2182755


TAILLE UNIQUE

■ Tableau de taille :

Taille	ACL 13	Référence
GAUCHE		
Unique	34010.6018540.4	PM0225.GAU
DROIT		
Unique	34010.6018539.8	PM0225.DRU

■ DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE

 Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)
 Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31
 smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr
 Siret : 420574626 RCS Rennes



ORLIMAN

NEO SOFT

Poignet/Main



■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

Composition :

Extérieur : Nylon 95% + Spandex 5%, Mousse interne : Chloroprène 100%, Intérieur : Polyamide 100%, Éclisse : Aluminium.

■ Mise en place :

À plat, enfiler l'attelle Neo Soft® sur le poignet traumatisé en passant le pouce dans l'évidement prévu à cet effet. Positionner la sangle de prépositionnement en prenant soin de bien la tendre puis fixer avec le velcro®. Enrouler la sangle principale autour du poignet tout en ajustant le serrage comme désiré puis fixer avec le velcro®. Si nécessaire, retravailler l'éclisse palmaire à la forme de votre poignet puis répéter les opérations de mise en place citées précédemment.

Entretien :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à température ambiante.

