



BANDAGE D'IMMOBILISATION D'ÉPAULE

Épaule/Bras



■ Domaines d'application :

Traumatologie, Rhumatologie, Rééducation, Post-opératoire.

■ Indications :

Immobilisation en post-opératoire et après traumatisme (entorse et luxation) de l'épaule et du coude.

■ Caractéristiques :

- Sangle scapulo-humérale pour une immobilisation totale.
- Fermeture velcro® en tissu.
- Modèle bilatéral.

TVA

20 %

LPPR

15.24 €
1156684



TOUR DE POITRINE +
BRAS

■ Tableau de taille :

Taille	Liseret	Mesure poitrine + Bras	ACL 13	Référence
Pédiatrique	Rouge	< 65 cm	34010.4529594.4	EB0110.B11
Enfant	bleu	65 - 90 cm	34010.4529602.6	EB0110.B12

DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE

Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)
Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31
smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr
Siret : 420574626 RCS Rennes

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.L.U. - Distributeur France : SM Europe. v.15/09/2017



BANDAGE D'IMMOBILISATION D'ÉPAULE

Épaule/Bras



■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

Composition :

Extérieur : 100% polyester.
Intérieur : 100% polyuréthane.
Sans latex ni phtalate.

■ Mise en place :

Placer l'avant bras dans le manchon et passer les sangles par dessus les épaules. Croiser les sangles dans le dos. Passer chaque sangle sous le manchon et les fixer à l'aide des velcro®. Finir l'immobilisation en enveloppant le bras à l'aide de la sangle d'immobilisation humérale en passant sous l'aisselle du bras valide.

Entretien :

Nettoyage à la main et au savon
(max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à
température ambiante.

