



ORLIMAN®

MEMOFORME

Cheville/Pied



■ Domaines d'application :

Traumatologie, Rééducation.

■ Indications :

Traumatisme et entorse de cheville récente, Entorse tibio-tarsienne grave, Laxité chronique de la cheville.

■ Caractéristiques :

- 2 coussins amovibles en mousse à mémoire de forme.
- Évidements malléolaires interne et externe, évitant tout point de pression sur les zones douloureuses.
- Coques semi-rigides sous les malléoles pour plus de stabilité et une meilleure adaptation dans la chaussure.

TVA

5,50 %

LPPR

27.44 €
2107972



TAILLE DE L'INDIVIDU

■ Tableau de taille :

Taille	Taille individu	EAN 13	ACL 7	Référence
Petit	< 160 cm	3664338.000001	6032965	CP0119.B10
Standard	> 160 cm	3664338.000018	6032966	CP0119.B11

■ DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE

Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)
Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31
smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr
Siret : 420574626 RCS Rennes

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.LU. - Distributeur France : SM Europe. v.15/09/2017





ORLIMAN

MEMOFORME

Cheville/Pied



■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

■ Contre-indications :

Conduite déconseillée.

■ Mise en place :

Placer le pied du patient au centre de la sangle calcanéenne. Tout en maintenant l'attelle, attacher les bandes velcro® en repassant sur les sangles en suivant l'ordre du schéma indiqué dans la notice du produit. Ajuster les lanières de la sangle calcanéenne en tirant dessus vers le haut et les fixer sur les bandes velcro®. Ajuster si nécessaire les bandes velcro®.

Composition :

Coussins : Intérieur : 100% Coton,
Extérieur : 100% Polyamide,
Mousse : 100% Polyuréthane
polyéther, Sangles : 100%
Polyamide, Coque : Polypropylène.

Entretien :

Nettoyage à la main et au savon
(max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à
température ambiante.

