

COLLIER CERVICAL

ANATO C3

Soutien renforcé du rachis cervical



RÉGLAGE EN HAUTEUR
par velcro de 6 à 13 cm

CONTOUR ET APPUI MENTONNIER
recouverts d'un similicuir avec une mousse intérieure en polyuréthane assurant un confort optimum.



- ▶ Structure en polyéthylène renforcé et aéré
- ▶ Radio-transparent

INDICATIONS :

- Traumatisme cervical
- Entorse moyenne à grave
- Névralgie cervico-brachiale traumatique

CONTRE-INDICATIONS :

- Traumatisme cervical grave qui nécessiterait une immobilisation plus rigide avec un collier C4

ANATO C3	LPPR : 15,71€ ^{HTC} / 2105938			
Taille	1	2	3	4
Tour de cou	25-30 cm	30-35 cm	35-40 cm	40-45 cm
Hauteur	6-9 cm	7,5-10,5 cm	9-12 cm	10-13 cm
Référence	3701126301749	3701126301763	3701126301770	3701126301787

Polyéthylène basse densité
100%