


ORLIMAN®

3 PANS avec système de bandes anti-glisse

Gamme hospitalière



■ Domaines d'application :

Traumatologie, Rhumatologie, Post-opératoire, Rééducation.

■ Indications :

Traumatisme et Entorse du genou, Lésion partielle ou Déchirure d'un ligament, Luxation de la rotule, Post-opératoire.

■ Caractéristiques :

Attelle en 3 volets très facile à positionner. Fournie avec un système de bandes anti-glisse. Code couleur : liséré de couleur différente selon la taille.

TVA

5,50%

LPPR

 57.23 € TTC
2124338


Tour de cuisse, jambe en extension 15 cm au dessus de la rotule.

■ Tableau de taille :

Taille / Hauteur	Tour de cuisse	Couleur liséré	ACL 13	Référence
1 / 30 cm	34 - 49 cm	Gris foncé	-	GE0215.30U
2 / 40 cm	36 - 53 cm	Violet	34010.4620811.0	GE0215.40U
3 / 50 cm	38 - 55 cm	Blanc	34010.4620828.8	GE0215.50U
4 / 55 cm	40 - 55 cm	Noir	34010.4660727.2	GE0215.55U
5 / 60 cm	40 - 55 cm	Bleu	34010.4620834.9	GE0215.60U
6 / 65 cm	42 - 58 cm	Vert	34010.4620840.0	GE0215.65U

■ DISTRIBUTEUR : SM EUROPE

 Z.A. La Herbetais · 35520 La Mézière (France)
Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31
smeurope@smeurope.fr · www.smeurope.fr
Siret : 420574626 RCS Rennes

CE



ORLIMAN®

3 PANS avec système de bandes anti-glisse

Gamme hospitalière



Composition :

Baleines : 100% Aluminium.
Tissu intérieur : Éponge tissée
80% Coton - 20% Polyester.
Tissu extérieur : Maille grattée
100% Polyester.
Mousse intérieure :
100% Polyuréthane.
Liseré : 100% Coton.
Boucles : Polyéthylène.
Sans latex ni phtalate.

Entretien :

Nettoyage à la main et au savon
(max. 30°C),
Rincer soigneusement,
Laisser sécher à l'air libre,
Ne pas mettre au sèche-linge,
Ne pas javelliser,
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à
température ambiante.



Conseils de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée.
Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit.
Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

Contre-indications :

Conduite déconseillée.

Mise en place :

Placer correctement l'attelle sur la jambe avec l'extrémité la plus large en haut. Régler et fixer les panneaux latéraux. Fixer l'attelle. Ajuster le maintien à l'aide des fermeture velcro®.



CE