

La nouvelle génération d'attelle d'immobilisation pour la fracture des métacarpiens

**SYNDACTYLIE**  
du 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> doigt ou 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> doigt



**APPUI ET CONTRE-APPUI**  
en face palmaire et dorsale,  
amovibles et réglables



Immobilisation de l'articulation métacarpophalangienne  
**EN POSITION INTRINSÈQUE (FLEXION 70°)**



- ▶ Sans enfilage, mise en place intuitive et sans douleur
- ▶ Réglable en fonction des atteintes et ajustable du 2<sup>e</sup> au 5<sup>e</sup> métacarpien
- ▶ Liberté des articulations inter-phalangiennes : possibilité de garder la préhension

- ▶ Une seule orthèse pour les atteintes des métacarpiens
- ▶ Légère (seulement 61 grammes) respirante, confortable

**INDICATIONS :**

- Luxation métacarpo-phalangienne
- Entorse métacarpo-phalangienne
- Fracture du col des 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> métacarpiens
- Fracture diaphysaire des 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> métacarpiens



Polyamide 82%    Elasthanne 18%

| MI 70                 | LPPR : 79,20€ <sup>HTC</sup> / 2174460 |                 |
|-----------------------|--|-----------------|
| Taille                | 1                                      | 2               |
| Tour de main          | 16-21,5 cm                             | 21-27 cm        |
| Référence Main Droite | 34010 6026454 3                        | 34010 6026455 0 |
| Référence Main Gauche | 34010 6026456 7                        | 34010 6026457 4 |

▶ Vidéo innovation

