



SANGLE CLAVICULAIRE ⚠ ATTENTION PRISE DE MESURE ⚠



* Longueur bretelles



REF COM	DIMENSIONS	PRISE DE MESURE 1	TAILLE	ACL
MEX00G	PETIT NOURISSON	LG BRETELLE : <18CM	TAILLE 00	0
MEX0G	NOURISSON	LG BRETELLE : 18-24CM	TAILLE 0	9872517
MEX1G	BEBE	LG BRETELLE : 25-34CM	TAILLE 1	9872523
MEX2G	ENFANT	LG BRETELLE : 35-48CM	TAILLE 2	9872546
MEX3G	ADOLESCENT	LG BRETELLE : 49-52CM	TAILLE 3	9872552
MEX4G	ADULTE MOYEN	LG BRETELLE : 53-59CM	TAILLE 4	9872569
MEX5G	ADULTE GRAND	LG BRETELLE : >60CM	TAILLE 5	9872575

⚠ Après la prise de mesure, merci de bien faire correspondre celle-ci avec la taille indiquée dans le tableau ci-dessus ⚠