

A2T®

SON MAINTIEN OPTIMAL PERMET UNE IMMOBILISATION
AVEC OU SANS CHAUSSURE.

Légère, adaptable et peu encombrante, l'A2T® pourra se glisser facilement dans la chaussure.

- ▶ Polymère thermoplastique permettant une adaptation à la morphologie du mollet et du pied
- ▶ Mousse fine respirante et confortable pour une protection du pied

Coque :

Polypropylène
100%

Protection :

Polyéthylène
60%

Polyamide
20%

Tissu mesh
20%

▶ Vidéo de mise en place

disponible sur la chaîne Youtube
Cizeta Medicali



INDICATIONS :

- Entorse moyenne à grave de la cheville
- Post-op après ligamentoplastie



A2T®	LPPR : 27,44€ ^{TTC} / 2107972		
Taille	1	2	3
Pointure	34-39	39-44	44-48
Référence	34010 2943697 4	34010 2943705 6	3701126300643

Taille 3 disponible en février 2018

MAINTIEN OPTIMAL
avec ou sans chaussure



Malléole dégagée
POUR LE GLAÇAGE



STABILISE
en bloquant le calcaneum



Classification internationale simplifiée de TREVINO

Classification	Grade I (entorse bénigne)	Grade II (entorse moyenne)	Grade III (entorse sérieuse)	Grade IV (entorse grave)	Instabilité chronique	Post-op	Atteinte du médio-pied
Pathologie	• Etirement LTFA	• Rupture partielle du LTFA	• Rupture complète LTFA + LCF • Rupture interstitielle des tendons fibulaires • Subluxation ou luxation des tendons fibulaires	• Rupture complète LTFA + LCF • Arrachement de la pointe malléolaire • Fracture du dôme talien • Fracture de la joue latérale	• Post-traumatique • Arthrose • Syndrome d'Ehlers-Danlos	• Ligamentoplastie de la cheville et du médio-pied	• Atteinte du Chopart, et/ou du Lisfranc
Indications de l'A2T	*****	*****	**** associé ou non en relais post-immobilisation	*** en relais post-immobilisation	****	*****	*****
Indication de la Cistab (double coque)	*****	*	non indiqué	non indiqué	**	**** (LCF) non indiqué pour le médio-pied	non indiqué

LTFA : ligament talofibulaire antérieur
LCF : ligament calcanéofibulaire