


Semi-transparent premium aux finitions exclusives

Semi-transparence • Douceur • Résistance



Silicone double composant avec catalyseur platine appliqué après teinture pour une **meilleure tolérance cutanée**



Polyamide microfibre + **solide et + doux**



Entretien facile

Lavage machine 40° à l'envers, quotidien pour prolonger la durée de vie




Polyamide microfibre : 68%
Elasthanne : 32%





Label Premium
Knitting Quality


Assemblage bord à bord de la dentelle
4 aiguilles : **pas de surépaisseur** et couture de la dentelle sur le bas avec 6 fils pour **plus de résistance**




Forte résistance à la déchirure et à l'abrasion pour une **durabilité élevée**



Profondeur du talon et bosselage cou-de-pied : **enfilage aisé**



Couture pointe plate écartée : **pas de gêne**



Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.

	Résistance à la Déchirure en DaN	Résistance à l'Abrasion x 10 000 tours
Ethéré	9.66	5.6
Moyenne	10.47	2.5
Plus bas	8.7	2
Plus haut	11.3	5.6

* Extrait du test qualitatif mené sur les 5 premiers produits (en volume) du segment semi-transparent

Indications :

CEAP Stades C1 et C2


- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



1 des meilleurs taux de couverture avec 36 tailles de série et une précision affinée pour un respect des pressions.

Les bas Varisan® Ethéré, disponibles en 18 tailles et 2 hauteurs de série, offrent un excellent rapport qualité - résistance - confort¹. Cette gamme étendue et complète permet de répondre à la grande majorité des attentes des patients, permettant ainsi une meilleure observance des traitements compressifs.

1 Retrouvez les tests qualité, résistance, confort dans l'étude qualitative - Compression veineuse : Analyse de la gamme Ethéré réalisée en juin 2013 par Cizeta Medicali.



MI-BAS

14 tailles	T0	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5
Cheville ^(b)	16-18		18-20			20-23			23-26			26-29		29-32
Mollet ^(c)	27-30	24-29	29-32	32-36	29-32	32-36	36-40	32-36	36-40	40-44	36-40	40-44	43-48	43-48
Hauteur ^(AD)	Court ≤ 37 / Normal > 37													

MI-BAS

MEILLEURE
VENTE

LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)

Taille		Poudré	Beige	Noir
0	court	34010 6026511 3	34010 4031233 2	34010 4031285 1
	normal	34010 6026525 0	34010 4066088 4	34010 4066065 5
1-	court	34010 6026512 0	34015 2084886 3	34015 2105737 0
	normal	34010 6026699 8	34015 2105565 9	34015 2105513 0
1	court	34010 6026513 7	34010 7179522 7	34010 7179002 4
	normal	34010 6026700 1	34010 7179048 2	34010 7179143 4
1+	court	34010 6026514 4	34015 2105370 9	34015 2105619 9
	normal	34010 6026701 8	34015 2105364 8	34015 2105654 0
2-	court	34010 6026515 1	34015 2084840 5	34015 2105648 9
	normal	34010 6026703 2	34015 2105571 0	34015 2105602 1
2	court	34010 6026516 8	34010 7179539 5	34010 7179019 2
	normal	34010 6026702 5	34010 7179054 3	34010 7179166 3
2+	court	34010 6026517 5	34015 2105418 8	34015 2105714 1
	normal	34010 6026705 6	34015 2105424 9	34015 2105588 8
3-	court	34010 6026518 2	34015 2094620 0	34015 2105708 0
	normal	34010 6026706 3	34015 2105476 8	34015 2105594 9
3	court	34010 6026519 9	34010 7178988 2	34010 7179025 3
	normal	34010 6026707 0	34010 7179060 4	34010 7179172 4
3+	court	34010 6026520 5	34015 2105387 7	34015 2105720 2
	normal	34010 6026708 7	34015 2105507 9	34015 2105677 9
4-	court	34010 6026521 2	34015 2080279 7	34015 2105536 9
	normal	34010 6026709 4	34015 2105559 8	34015 2105625 0
4	court	34010 6026522 9	34010 7178994 3	34010 7179031 4
	normal	34010 6026711 7	34010 7179077 2	34010 7179189 2
4+	court	34010 6026523 6	34015 2105401 0	34015 2105683 0
	normal	34010 6026712 4	34015 2105542 0	34015 2105631 1
5	court	34010 6026524 3	34010 4031256 1	34010 4031262 2
	normal	34010 6026713 1	34010 4066094 5	34010 4066042 6



Mi-bas Ethéré Poudré

Taille		Glacé	Nacré	Terra	Daim
1	court	34010 9663191 3	34011 6278110 8	34010 5101272 6	34010 4844309 0
	normal	34010 9663245 3	34015 6319346 3	34010 5101326 6	34010 4844344 1
2	court	34010 9663216 3	34015 6319300 5	34010 5101289 4	34010 4844315 1
	normal	34010 9663251 4	34015 6319352 4	34010 5101332 7	34010 4844350 2
3	court	34010 9663222 4	34015 6319317 3	34010 5101295 5	34010 4844321 2
	normal	34010 9663268 2	34015 6319375 3	34010 5101349 5	34010 4844367 0
4	court	34010 9663239 2	34015 6319323 4	34010 5101303 7	34010 4844338 0
	normal	34010 9663274 3	34015 6319381 4	34010 5101355 6	34010 4844373 1

Taille		Gris	Chocolat	Taupe	Orage	Marine
1	court	34010 5366711 5	34010 9583345 5	34010 9796905 3	3701126300865	34010 4119844 7
	normal	34010 5366757 3	34010 9583380 6	34010 9796940 4	3701126300827	34010 4119809 6
2	court	34010 5366728 3	34010 9583351 6	34010 9796911 4	3701126300872	34010 4119850 8
	normal	34010 5366763 4	34010 9583397 4	34010 9796957 2	3701126300834	34010 4119815 7
3	court	34010 5366734 4	34010 9583368 4	34010 9796928 2	3701126300889	34010 4119867 6
	normal	34010 5366792 4	34010 9583405 6	34010 9796963 3	3701126300841	34010 4119821 8
4	court	34010 5366740 5	34010 9583374 5	34010 9796934 3	3701126300896	34010 4119873 7
	normal	34010 5366817 4	34010 9583411 7	34010 9796986 2	3701126300858	34010 4119838 6



BAS

18 tailles	T0-	T0	T1 Extra-	T1-	T1	T1+	T2 Extra-	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5	T5+
Cheville 	16-18		18-20				20-23				23-26			26-29			29-32	
Cuisse 	37-41	42-52	36-43	44-50	50-56	57-63	36-45	46-52	53-59	60-66	49-55	56-62	63-69	52-58	59-65	66-72	62-70	71-78
Hauteur	Court ≤ 74 / Normal > 74																	

BAS

MEILLEURE
VENTE

LPPR : 29,78 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)

Taille		Poudré	Beige	Noir
0-	court	34010 6026715 5		34010 6027461 0
	normal	34010 6027088 9		34010 6027467 2
0	court	34010 6026714 8	34010 9901294 8	34010 9901331 0
	normal	34010 6027091 9	34010 9901319 8	34010 9901354 9
1 extra-	court	34010 6026716 2		34010 6027462 7
	normal	34010 6027092 6		34010 6027468 9
1-	court	34010 6026718 6	34010 5367030 6	34010 5367136 5
	normal	34010 6027099 5	34010 5367219 5	34010 5367277 5
1	court	34010 6026719 3	34010 7179195 3	34010 7179120 5
	normal	34010 6027101 5	34010 7179232 5	34010 7179551 7
1+	court	34010 6026721 6	34010 4031210 3	34010 4065516 3
	normal	34010 6027102 2	34010 4063026 9	34010 4063055 9
2 extra-	court	34010 6026717 9		34010 6027463 4
	normal	34010 6027109 1		34010 6027469 6
2-	court	34010 6027074 2	34010 5367047 4	34010 5367159 4
	normal	34010 6027110 7	34010 5367225 6	34010 5367283 6
2	court	34010 6027076 6	34010 7179083 3	34010 7179137 3
	normal	34010 6027111 4	34010 7179249 3	34010 7179568 5
2+	court	34010 6027077 3	34010 5367053 5	34010 5367171 6
	normal	34010 6027437 5	34010 5367231 7	34010 5367314 7
3-	court	34010 6027078 0	34010 4031227 1	34010 4065522 4
	normal	34010 6027439 9	34010 4063049 8	34010 4063078 8
3	court	34010 6027079 7	34010 7179108 3	34010 7179203 5
	normal	34010 6027440 5	34010 7179255 4	34010 7179574 6
3+	court	34010 6027080 3	34010 5367076 4	34010 5367188 4
	normal	34010 6027441 2	34010 5367254 6	34010 5367337 6
4-	court	34010 6027082 7		34010 6027464 1
	normal	34010 6027443 6		34010 6027470 2
4	court	34010 6027083 4	34010 7179114 4	34010 7179226 4
	normal	34010 6027444 3	34010 7179545 6	34010 7179580 7
4+	court	34010 6027084 1		34010 6027465 8
	normal	34010 6027445 0		34010 6027471 9
5	court	34010 6027085 8	34010 9901302 0	34010 9901348 8
	normal	34010 6027446 7	34010 9901325 9	34010 9901360 0
5+	court	34010 6027086 5		34010 6027466 5
	normal	34010 6027450 4		34010 6027472 6




Bas Éthéré Poudré

BAS

LPPR : 29,78 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)

Taille		Glacé	Nacré	Terra	Daim
1	court	34010 9663280 4	34015 6319398 2	34010 5101361 7	34010 4844396 0
	normal	34010 9663328 3	34015 6319435 4	34010 5101409 6	34010 4844433 2
2	court	34010 9663297 2	34015 6319406 4	34010 5101378 5	34010 4844404 2
	normal	34010 9663334 4	34015 6319441 5	34010 5101415 7	34010 4844456 1
3	court	34010 9663305 4	34015 6319412 5	34010 5101384 6	34010 4844410 3
	normal	34010 9663340 5	34015 6319458 3	34010 5101421 8	34010 4844462 2
4	court	34010 9663311 5	34015 6319429 3	34010 5101390 7	34010 4844427 1
	normal	34010 9663357 3	34015 6319464 4	34010 5101438 6	34010 4844479 0

Taille		Gris	Chocolat	Taupe	Orage	Marine
1	court	34010 5366823 5	34010 9583428 5	34010 9796992 3	3701126300902	34010 4119726 6
	normal	34010 5366906 5	34010 9583463 6	34010 9797046 2	3701126300940	34010 4119761 7
2	court	34010 5366846 4	34010 9583434 6	34010 9797000 4	3701126300919	34010 4119732 7
	normal	34010 5366912 6	34010 9583486 5	34010 9797052 3	3701126300957	34010 4119778 5
3	court	34010 5366869 3	34010 9583440 7	34010 9797017 2	3701126300926	34010 4119749 5
	normal	34010 5366929 4	34010 9583492 6	34010 9797069 1	3701126300964	34010 4119784 6
4	court	34010 5366881 5	34010 9583457 5	34010 9797023 3	3701126300933	34010 4119755 6
	normal	34010 5366993 5	34010 9583500 8	34010 9797075 2	3701126300971	34010 4119790 7



COLLANT

4 tailles		T1	T2	T3	T4
Cheville	b	18-20	20-23	23-26	26-29
Cuisse	g	50-56	53-59	56-62	59-65
Ventre	t	≤ 105		≤ 130	
Hauteur	AG	Court ≤ 74 / Normal > 74			

COLLANT

LPPR : 42,03 €^{TTC} / 201D01.8 (x2) + 201D04.1

Taille		Beige	Poudré	Nacré	Daim
1	court	34010 7179597 5	34010 6027451 1	34015 6319518 4	34010 4844485 1
	normal	34010 7179746 7	34010 6027456 6	34015 6319470 5	34010 4844539 1
2	court	34010 7179605 7	34010 6027452 8	34015 6319524 5	34010 4844491 2
	normal	34010 7179752 8	34010 6027457 3	34015 6319487 3	34010 4844545 2
3	court	34010 7179611 8	34010 6027453 5	34015 6319530 6	34010 4844516 2
	normal	34010 7179640 8	34010 6027458 0	34015 6319493 4	34010 4844551 3
4	court	34010 7179628 6	34010 6027455 9	34015 6319547 4	34010 4844522 3
	normal	34010 7179657 6	34010 6027459 7	34015 6319501 6	34010 4844568 1

Taille		Taupe	Gris	Orage	Marine	Noir
1	court	34010 9808519 6	34010 5366585 2	34010 6025902 0	34010 4119896 6	34010 7179634 7
	normal	34010 9809915 5	34010 5366645 3	34010 6025908 2	34010 4119933 8	34010 7179663 7
2	court	34010 9808525 7	34010 5366591 3	34010 6025904 4	34010 4119904 8	34010 7179700 9
	normal	34010 9808560 8	34010 5366651 4	34010 6025909 9	34010 4119956 7	34010 7179686 6
3	court	34010 9808531 8	34010 5366622 4	34010 6025906 8	34010 4119910 9	34010 7179717 7
	normal	34010 9808577 6	34010 5366668 2	34010 6025910 5	34010 4119962 8	34010 7179692 7
4	court	34010 9808548 6	34010 5366639 2	34010 6025907 5	34010 4119927 7	34010 7179723 8
	normal	34010 9808583 7	34010 5366674 3	34010 6025911 2	34010 4119979 6	34010 7179769 6

