

## Attelle de genou Universelle

### Orthèse d'immobilisation du genou



Indications	Caractéristiques	Mode d'action
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instabilités du genou en extension</li> <li>• Entorse</li> <li>• Indications post-traumatiques</li> <li>• Indications post-opératoires</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composée de 3 volets repositionnables.</li> <li>• Une bande antiglisse sous le creux poplité complète le volet central.</li> <li>• L'attelle s'adapte individuellement à la morphologie du patient suivant la circonférence de la jambe.</li> <li>• Deux baleines latérales et deux baleines postérieures préformées, garantissent l'immobilisation du genou.</li> <li>• Quatre ou six sangles réglables, consolident l'ensemble avec une fermeture à clips.</li> <li>• Des clips résistants et plats, à ouverture par pression verticale, permettent une fermeture/ouverture rapide et simple des sangles.</li> <li>• Texture en coton éponge à l'intérieur pour un meilleur confort du patient.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobilisation du genou en extension</li> <li>• Mise au repos de l'articulation.</li> </ul>

Base de remboursement LPPR

**57,23€**

Code LPPR 2124338

valable uniquement en France

Taille	T1	T2	T3	T4
Longueur en cm	36	46	52	60
Hauteur du patient en m	< 1.50	1.50 – 1.65	1.65 – 1.80	1.80 – 1.95
Code ACL 13	3401060231330	3401043167281	3401043167342	3401043167403
Code ACL 7	6023133	4316728	4316734	4316740

Dispositif médical de classe I. Lire la notice d'instructions avant utilisation.