


# DONJOY® DONJOY DIGIFORM™+



## INDICATIONS :

- Entorse et luxation de doigts (3 ou 4 doigts hors pouce).
- Fracture de doigts au niveau P2/P3.
- Épicondylite (en position intrinsèque).
- Immobilisation pré ou post-opératoire.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisse de doigts ajustable pour une immobilisation sélective de 3 ou 4 doigts et conformable pour s'adapter au besoin du patient.
- Éclisse dorsale en aluminium repositionnable pour un meilleur confort et contrôle de l'amplitude de mouvement.
- Livré avec 2 chaussettes de protection de l'éclisse de doigts permettant une hygiène optimale.
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable avec 4 sangles de serrage et boucles au poignet, assurant une immobilisation optimale.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 139 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL).

TAILLE	CIRC. DU POIGNET	CODE ARTICLE	CODE GTIN
PÉDIATRIQUE-XS	11 - 14 cm	82-96210	0190446295778
S	14 - 16 cm	82-96212	0190446295808
M	16 - 19 cm	82-96213	0190446295815
L	19 - 21 cm	82-96214	0190446295822
XL	21 - 24 cm	82-96215	0190446295839

Prescrire : **DonJoyDigiForm™+** - Remboursé S.S. - 58,32 € TTC - L.P.P.R. 7142938



▶ Découvrez la vidéo  
de mise en place de  
la **DonJoy DigiForm™+**