


AIRCAS[®]chattanooga[®]DONJOY[®]Dr.Comfort[®]

DONJOY[®]

DONJOY DUOFORM[™]



INDICATIONS :

- Entorse et traumatisme du poignet.
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire.
- Arthrose du poignet.

CARACTÉRISTIQUES :

- Large amplitude d'ouverture (pansement).
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable avec 3 sangles de serrage et boucles au poignet, assurant une immobilisation optimale.
- Éclisse palmaire en aluminium ergonomique et semi-rigide pour contrôler la flexion.
- Éclisse dorsale en aluminium repositionnable pour un meilleur confort et contrôle de l'amplitude de mouvement.
- Tissu principal 3D pour un meilleur confort.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Tissu de recouvrement soudé.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 104 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL).

TAILLE	CIRC. DU POIGNET	CODE ARTICLE	CODE GTIN
PÉDIATRIQUE-XS	11 - 14 cm	82-96130	0190446291558
S	14 - 16 cm	82-96132	0190446291565
M	16 - 19 cm	82-96133	0190446291572
L	19 - 21 cm	82-96134	0190446291589
XL	21 - 24 cm	82-96135	0190446291596



▶ Découvrez la vidéo
de mise en place de
la DonJoy DuoForm[™]

Prescrire : DonJoy DuoForm[™] - Remboursé S.S. - 56,64 € TTC - L.P.P.R. : 7143033