



# DONJOY<sup>®</sup>

## DONJOY ERGOFORM<sup>™</sup>



### INDICATIONS :

- Entorse et luxation du pouce.
- Rhizarthrose.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisse de pouce en aluminium semi-rigide et conformable.
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable au poignet assurant une immobilisation optimale.
- Bouton d'arrêt « Strap-stop » sur la sangle du poignet.
- Sangle de serrage au niveau du pouce, assurant un maintien optimal de la colonne du pouce.
- Tissu Ozone<sup>™</sup>\* pour un meilleur confort et une bonne respirabilité.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 48 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (T0, T1 et T2).



\*Tissu Ozone<sup>™</sup> : confort et respirabilité  
Fabricant : Antonio Morón de Blas, S.L.

TAILLE	CIRC. DU POIGNET	CODE ARTICLE	CODE GTIN
T0	12 - 16 cm	82-96190	0190446332008
T1	14 - 18 cm	82-96191	0190446298229
T2	18 - 22 cm	82-96192	0190446298236

Prescrire : **DonJoy ErgoForm<sup>™</sup>** - Remboursé S.S. - 43,32 € TTC - L.P.P.R. 7142909



Découvrez la vidéo  
de mise en place de  
la **DonJoy ErgoForm<sup>™</sup>**