

ATTELLES MAIN / POIGNET

ATL SEAMLESS POIGNET

Attelle poignet avec immobilisation du pouce amovible

1 attelle poignet pour 3 types de pathologies



2 EN 1

la seule attelle avec Immo Pouce amovible



FINITION SANS COUTURE

UNE ÉCLISSE ANATOMIQUE

pour une bonne mise au repos du poignet



UNE SANGLE CENTRALE DE SERRAGE

pour une meilleure adaptation

- ▶ 2 en 1 : la seule attelle avec Immo Pouce amovible pour s'adapter aux temps de cicatrisation différents du poignet et du pouce, en favorisant la rééducation précoce du pouce
- ▶ Tissu respirant avec découpe anatomique
- ▶ Baleines aluminium amovibles radiotransparentes
- ▶ Modèle droit et gauche

INDICATIONS :

- Traumatismes du poignet et du pouce (avec accessoire pouce)
- Entorses du poignet ou poignet-pouce (avec accessoire pouce)
- Relais post-plâtre
- Tendinopathie du poignet ou poignet-pouce (avec accessoire pouce) : tendinite de De Quervain
- Syndrome du canal carpien
- Arthrose du poignet ou poignet-pouce (avec accessoire pouce)
- Polyarthrite rhumatoïde

▶ Vidéo de mise en place

disponible sur la chaîne Youtube Cizeta Medicali



Polyamide 46% Polyuréthane 46% Coton 7% Elasthanne 1%

ATL SEAMLESS POIGNET	LPPR : 56,64€ ^{HTC} / 2159526	
Taille	1	2
Tour de poignet	14-18 cm	18-22 cm
Référence Poignet Droit	34010 6002928 9	34010 6002929 6
Référence Poignet Gauche	34010 6002931 9	34010 6002930 2