

GILET ORTHOPÉDIQUE

Gilet orthopédique scapulo-huméral, type "Dujarrier", pour l'immobilisation et la contention de l'épaule et du membre supérieur. Ce gilet permet de limiter les mouvements de rotation et éviter tout écartement du bras. Il est spécialement adapté aux lésions de l'épaule et de la ceinture scapulaire.

Indications :

- Luxation
- Fracture de la tête humérale
- Entorse acromio-claviculaire
- Périarthrite scapulo-humérale
- Paralysie du plexus brachial

Base de remboursement: 15,24 € TTC

Code LPP: 1156684



Références et prises de mesure

Réf. gilet beige	Réf. gilet bleu	Taille	Tour de poitrine maxi	Couleur du biais gilet beige
GO 1	ALDGO1	XS	> 72 cm	Blanc
GO 2	ALDGO2	S	> 85 cm	Gris clair
GO 3	ALDGO3	M	> 95 cm	Vert
GO 4	ALDGO4	L	> 110 cm	Marron
GO 5	ALDGO5	XL	> 130 cm	Gris
GO 6	ALDGO6	XXL	> 150 cm	Marine

CE classe 1



Références et prises de mesure

Référence	Taille	Tour de taille maxi	Montant vertical	Support bras	Support avant-bras
ABDR 1	M	120 cm	29 cm	26 cm	38 cm
ABDR 2	L	130 cm	32 cm	30 cm	38 cm

CE classe 1

COUSSINS D'ABDUCTION DE L'ÉPAULE

Le coussin d'abduction est destiné à immobiliser l'épaule et le bras. Il est composé d'un coussin asymétrique afin de mieux s'épouser à l'anatomie du corps.

Deux versions disponibles selon l'évolution du traitement :

- Abduction entre 15 et 20°
- Abduction entre 30 et 45°

Indications :

- Suite traitement progressif de l'attelle d'abduction réglable de l'épaule
- Rupture de la coiffe des rotateurs
- Chirurgie de l'articulation acromio-claviculaire
- Fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus

ATTELLE D'ABDUCTION RÉGLABLE DE L'ÉPAULE

Ce système d'abduction permet un réglage variable et sécurisé, assurant le retour progressif d'une abduction de 90° jusqu'à 45°C.

Indications :

- Rupture de la coiffe des rotateurs
- Chirurgie de l'articulation acromio-claviculaire
- Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus



Références et prises de mesure

Référence	Taille	Tour de taille maxi
ABIDI 15 S	S	170 cm
ABIDI 15 L	L	180 cm
ABIDI 45 S	S	170 cm
ABIDI 45 L	L	180 cm

CE classe 1