



ORLIMAN®

Kids

# ROTULIG

Genou



## ■ Domaines d'application :

Rhumatologie, Séquelle traumatique fonctionnelle, Prévention secondaire lors du travail et du sport.

## ■ Indications :

Lésion rotulienne, Instabilité modérée des ligaments latéraux LLI et LLE.

## ■ Caractéristiques :

- Matière tricot élastique et extensible. Doublure interne cousue bord à bord pour un plus grand confort. Bande anti-glisse circulaire.
- Doubles ressorts spiraliums pour une plus grande dynamique du pas.
- Insert rotulien avec picots favorisant l'effet proprioceptif.
- Évidement poplitéal pour limiter les points de pression lors de la flexion du genou.
- Modèle bilatéral.

TVA

5,50 %

LPPR

24.46 €  
201D02.5 +, 201D04.2  
+, 201D04.3 +,  
201D04.4



TOUR DE GENOU

## ■ Tableau de taille :

Taille	Tour de genou	ACL 13	Référence
Enfant	24 - 29 cm	34010.9799430.7	GE0112.B10

**DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE**

Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)

Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31

smeurope@smeurope.fr - [www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)

Siret : 420574626 RCS Rennes

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.LU. - Distributeur France : SM Europe. v.15/09/2017





ORLIMAN®

Kids

# ROTULIG

Genou



## ■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

### Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

### Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

## Composition :

Nylon 50%, Caoutchouc 40%,  
Élasthanne 10%.

## ■ Mise en place :

Enfiler la genouillère. Mettre en place la genouillère en prenant soin de bien la centrer sur l'axe rotulien.

## Entretien :

Nettoyage à la main et au savon  
(max. 30°C),  
Rincer soigneusement.  
Laisser sécher à l'air libre.  
Ne pas mettre au sèche-linge.  
Ne pas javelliser.  
Ne pas utiliser de détergent.  
Conserver le produit à  
température ambiante.

