



ORLIMAN®

CHAUSSURE DE MARCHÉ BASSE

Cheville/Pied



■ Domaines d'application :

Traumatologie, Post-opératoire.

■ Indications :

Post-opératoire du pied, tarses ou métatarses, Cas d'œdèmes empêchant le port d'une chaussure conventionnelle.

■ Caractéristiques :

- Semelle antiglisse.
- Système de fixation velcro® permettant l'adaptation aux pieds ayant de grandes difformités ou des bandages.
- Modèle bilatéral.

TVA

5,50 %

LPPR

30.49 €
2183855



POINTURE

■ Tableau de taille :

Taille	Pointure	EAN 13	ACL 7	Référence
0	33 - 35	3664338.000872	6034720	CP0829.B10
1	36 - 38	3664338.000889	6034876	CP0829.B11
2	39 - 40	3664338.000896	6034878	CP0829.B12
3	41 - 42	3664338.000902	6034880	CP0829.B13
4	43 - 45	3664338.000919	6034884	CP0829.B14

DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE

Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)
Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31
smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr
Siret : 420574626 RCS Rennes

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.L.U. - Distributeur France : SM Europe. v.15/09/2017





ORLIMAN

CHAUSSURE DE MARCHÉ BASSE

Cheville/Pied



■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

■ Contre-indications :

Conduite déconseillée.

■ Mise en place :

Ouvrir totalement la chaussure. Enfiler le pied et refermer la chaussure en ajustant les sangles velcro®.

Composition :

100% Polyester, Sans Latex.

Entretien :

Nettoyage à la main et au savon
(max. 30°C),

Rincer soigneusement.

Laisser sécher à l'air libre.

Ne pas mettre au sèche-linge.

Ne pas javelliser.

Ne pas utiliser de détergent.

Conserver le produit à
température ambiante.



Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.L.U. - Distributeur France : SM Europe. v.15/09/2017

