


ORLIMAN®

MANU EASY poignet-pouce

Poignet/Main



■ Domaines d'application :

Traumatologie, Rééducation, Rhumatologie.

■ Indications :

Rhizarthrose phase aiguë., Tendinite de De Quervain, Blessure du scaphoïde, Traumatisme et entorse du poignet et du pouce

■ Caractéristiques :

- Ergonomique, légère et courte.
- 1 Éclisse palmaire amovible et modelable.
- 2 Éclisses dorsales amovibles et modelables.
- 1 Éclisse de pouce amovible et modelable.
- 2 systèmes de serrage par lacets pour un ajustement rapide et uniforme de la contention.
- 1 sangle de serrage au niveau du pouce.

TVA

5,50 %

LPPR

 53.18 €
2189800


TOUR DE POIGNET

■ Tableau de taille :

Taille	Tour de poignet	EAN 13	ACL 7	Référence
GAUCHE				
1	14 - 16 cm	3664338.001527	6038575	PM0316.GA1
2	16 - 18 cm	3664338.001534	6038576	PM0316.GA2
3	18 - 20 cm	3664338.001541	6038577	PM0316.GA3
DROIT				
1	14 - 16 cm	3664338.001497	6038572	PM0316.DR1
2	16 - 18 cm	3664338.001503	6038573	PM0316.DR2
3	18 - 20 cm	3664338.001510	6038574	PM0316.DR3

■ DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE

 Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)
 Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31
 smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr
 Siret : 420574626 RCS Rennes

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.LU. - Distributeur France : SM Europe. v.13/12/2018





ORLIMAN

MANU EASY poignet-pouce

Poignet/Main



■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

Composition :

Extérieur : Polyester 100%,
Mousse intérieure : Polyester
100%, Intérieur : Coton 100%,
Éclisses : Aluminium et
Polycarbonate.

■ Mise en place :

Enfiler l'attelle Manu Easy® poignet-pouce comme un gant et positionner l'éclisse palmaire dans la paume de la main en prenant bien soin de l'aligner sur l'axe du poignet. Refermer et serrer les systèmes de lacets en commençant par celui du poignet, puis celui au niveau de la tranche de la main en le fixant sur l'éclisse palmaire. Ajuster la tension au maintien souhaité. Refermer la sangle autour du pouce en prenant bien soin de l'ajuster au plus proche de la jointure pouce/index.

Entretien :

Nettoyage à la main et au savon
(max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à
température ambiante.

