

DONJOY®

COLLIER DONJOY C2+™



Insert semi-rigide amovible pour un niveau de maintien ajustable

INDICATIONS :

- Soulagement et stabilisation de la colonne cervicale
- Douleur dans la colonne cervicale
- Entorse cervicale
- Névralgie cervico-brachiale
- Coup du lapin

CARACTÉRISTIQUES :

- Housse en tissu naturel bambou, doux et élégant
- Mousse respirante de densité moyenne (>30 kg/m³), préformée pour un confort optimal
- Jersey 100% coton
- Collier évolutif avec insert semi-rigide amovible pour un sevrage progressif
- Livré avec deux housses de protection pour une meilleure hygiène
- Lavable à la main
- Ne contient pas de latex
- Disponible en 3 hauteurs : 6 cm, 7,5 cm et 9,5 cm
- Disponible en 7 tailles (de Pédiatrique à T5)

TAILLE	HAUT. COLLIER	CIRC. COU	CODE ARTICLE	CODE GTIN
PÉDIATRIQUE	6 cm	21 - 25 cm	82-0277-P	0190446667612
T0	7,5 cm	25 - 28 cm	82-0277-0	0190446667537
T1	7,5 cm	29 - 32 cm	82-0277-1	0190446682141
T2	7,5 cm	33 - 37 cm	82-0277-2	0190446682158
T3	7,5 cm	38 - 42 cm	82-0277-3	0190446682165
T4	7,5 cm	43 - 47 cm	82-0277-4	0190446682172
T5	7,5 cm	48 - 51 cm	82-0277-5	0190446682189
T0	9,5 cm	25 - 28 cm	82-0278-0	0190446667605
T1	9,5 cm	29 - 32 cm	82-0278-1	0190446682196
T2	9,5 cm	33 - 37 cm	82-0278-2	0190446682202
T3	9,5 cm	38 - 42 cm	82-0278-3	0190446682219
T4	9,5 cm	43 - 47 cm	82-0278-4	0190446682257
T5	9,5 cm	48 - 51 cm	82-0278-5	0190446682332

Prescrire: **Collier DonJoy C2+®** - Remboursé S.S. - 13,10 € TTC - L.P.P.R. : 7142915