

DONJOY®

DONJOY CARPAFORM™



INDICATIONS :

- Syndrôme du canal carpien

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure « exosquelette »
- Évidement de décompression au niveau du canal carpien permettant un soulagement
- Facilité de mise en place (à une seule main)
- Système de fermeture réglable avec 3 sangles de serrage assurant une immobilisation optimale
- Bouton d'arrêt « Strap-stop » sur chaque sangle
- Position neutre (port nocturne)
- Attelle totalement conforme
- Doublure interne en Jersey doux
- Lavable à la main
- Ne contient pas de latex
- Poids : 92 g
- Modèle latéralisé
- Disponible en 3 tailles (de S à L)

TAILLE	CIRC. DU POIGNET	CODE ARTICLE	CODE GTIN
DROITE - S	13 - 16,5 cm	82-96232	0190446296010
DROITE - M	16,5 - 19,5 cm	82-96233	0190446296027
DROITE - L	19,5 - 25 cm	82-96234	0190446296034
GAUCHE - S	13 - 16,5 cm	82-96222	0190446295983
GAUCHE - M	16,5 - 19,5 cm	82-96223	0190446295990
GAUCHE - L	19,5 - 25 cm	82-96224	0190446296003

Prescrire : **DonJoy CarpaForm™** - Remboursé S.S. - 41,64 € TTC - L.P.P.R. 7142312



▶ Découvrez la vidéo
de mise en place de
la **DonJoy CarpaForm™**