

DONJOY®

ÉCHARPE "BEAR"



INDICATIONS :

- Immobilisation post-opératoire ou post-traumatique de l'épaule et de l'avant-bras
- Fracture de la clavicule
- Contention facile dans tous les cas nécessitant une mobilité réduite du membre supérieur (traumatismes de l'épaule ou du coude)

CARACTÉRISTIQUES :

- Manchon en textile à motifs colorés (mélange coton)
- Facilité de mise en place grâce au clip de fermeture
- Peut-être utilisé en combinaison avec un plâtre
- Lavable à la main
- Modèle bilatéral
- Disponible en 2 tailles (Pédiatrique-XS et Enfant-S)

TAILLE	DIMENSIONS MANCHON	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE-XS	11,5 x 28 cm	79-99132	3401048404299
ENFANT-S	16,5 x 33 cm	79-99133	3401048404350

Prescrire : **Écharpe « Bear » DonJoy®** - Remboursé S.S. - 15,24 € TTC - L.P.P.R. : 6143060

