

# DONJOY<sup>®</sup> IMMOSCAP<sup>™</sup> II




## INDICATIONS :

- Luxation acromio-claviculaire.
- Immobilisation coude au corps de type Dujarier.
- Luxation antéro-interne de l'épaule.
- Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus.
- Fracture de la clavicule.
- Post-opératoire.
- Neurologie : paralysies, hémiplegies.
- Rhumatologie : périarthrite scapulohumérale.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Gilet de contention et d'immobilisation de l'épaule et du membre supérieur dans son ensemble.
- Matière aérée et confortable grâce à des perforations dans la maille grattée.
- La structure de panneau unique enveloppe le membre affecté et facilite la mise en place : seul le support de coude est amovible.
- Sa forme anatomique permet le positionnement correct pour un rétablissement optimal tout en confort.
- La manchette d'épaule épouse parfaitement l'articulation et permet un maintien naturel en réduisant la pression sur les cervicales.
- Modèle bilatéral car réversible avec ses bandes auto-agrippantes ingénieuses.
- Disponible en 6 tailles (de XS à XXL).



▶ Découvrez la vidéo  
de mise en place de  
l'Immoscap<sup>®</sup> II DonJoy<sup>®</sup>

TAILLE	TOUR DE POITRINE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
XS	80-90 cm	82-0018-1	0190446261391
S	91 - 100 cm	82-0018-2	0190446261407
M	101 - 110 cm	82-0018-3	0190446261414
L	111 - 120 cm	82-0018-4	0190446261421
XL	121 - 130 cm	82-0018-5	0190446261438
XXL	130 - 148 cm	82-0018-6	0190446261445

Prescrire : **Immoscap<sup>™</sup> II DonJoy<sup>®</sup>** - Remboursé S.S. - 15,24 € TTC - L.P.P.R. : 6143060