

**DONJOY®**

# LOMBOSTRAP™



## **INDICATIONS :**

- Lumbalgie aiguë

## **CARACTÉRISTIQUES :**

- Tissu élastique aéré pour plus de confort
- 4 baleines postérieures flexibles et 2 baleines antérieures souples
- Passe-doigts pour faciliter la mise en place
- Sangles de rappel postural pour ajuster le niveau de contention
- Lavable à la main
- Modèle mixte
- Hauteurs dorsales : 21 et 26 cm
- Disponible en 3 tailles (S, M et L)

TAILLE	HAUT. CEINTURE	CIRC. TAILLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
S	21 cm	70 - 89 cm	82-0038-1	0190446308188
M	21 cm	90 - 112 cm	82-0038-2	0190446308201
L	21 cm	113 - 135 cm	82-0038-3	0190446308218
S	26 cm	70 - 89 cm	82-0037-1	0190446299561
M	26 cm	90 - 112 cm	82-0037-2	0190446299578
L	26 cm	113 - 135 cm	82-0037-3	0190446299585

## **USAGE / PROFIL PATIENT**

- Sédentaire
- Idéale pour : phase algique aiguë
- Posologie : port durant les phases algiques  
3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction  
des circonstances



Prescrire : **Lombostrap™ DonJoy®** - Remboursé S.S. - 47,19 € TTC - L.P.P.R. : 201E00.021 (21 cm) /  
55,86 € TTC - L.P.P.R. : 201E00.022 (26 cm)