

DONJOY®

# PLAYXPERT WRAP MODÈLE OUVERT PLAYXPERT SLEEVE MODÈLE TUBULAIRE

XXL



Modèle ouvert



Modèle tubulaire



## INDICATIONS :

- Instabilité chronique légère à modérée des ligaments latéraux du genou LLI/LLE
- Entorse légère isolée (LLI/LLE) en phase aiguë
- Reprise/prévention

## CARACTÉRISTIQUES :

- Design enveloppant pour faciliter l'application
- Baleines articulées polycentriques en aluminium et amovibles pour un support bilatéral accru
- Version wrap : s'ouvre entièrement
- Version tubulaire, application par enfilement
- Tissu ajouré compressif et respirant
- Panneau poplité en Lycra® doux, pour un excellent confort
- Baleines conformables
- Lavable à la main
- Ne contient pas de latex
- Modèle bilatéral
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL)



TAILLE	MODÈLE	CIRC. CUISSE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
XS	WRAP (OUVERT)	33 - 39 cm	82-0023-1	0190446276104
S	WRAP (OUVERT)	39 - 47 cm	82-0023-2	0190446276111
M	WRAP (OUVERT)	47 - 53 cm	82-0023-3	0190446276128
L	WRAP (OUVERT)	53 - 60 cm	82-0023-4	0190446276135
XL	WRAP (OUVERT)	60 - 67 cm	82-0023-5	0190446276142
XXL	WRAP (OUVERT)	67 - 75 cm	82-0023-6	0190446276159
XXXL	WRAP (OUVERT)	75 - 81 cm	82-0023-7	0190446276166
XS	SLEEVE (TUBULAIRE)	33 - 39 cm	82-0022-1	0190446276036
S	SLEEVE (TUBULAIRE)	39 - 47 cm	82-0022-2	0190446276043
M	SLEEVE (TUBULAIRE)	47 - 53 cm	82-0022-3	0190446276050
L	SLEEVE (TUBULAIRE)	53 - 60 cm	82-0022-4	0190446276067
XL	SLEEVE (TUBULAIRE)	60 - 67 cm	82-0022-5	0190446276074
XXL	SLEEVE (TUBULAIRE)	67 - 75 cm	82-0022-6	0190446276081
XXXL	SLEEVE (TUBULAIRE)	75 - 81 cm	82-0022-7	0190446276098



▶ Découvrez la vidéo de mise en place d'une PlayXpert Wrap DonJoy®



▶ Découvrez la vidéo de mise en place d'une PlayXpert Sleeve DonJoy®

Prescrire : PlayXpert Wrap DonJoy® - PlayXpert Sleeve DonJoy® - Remboursé S.S. - 102,29 € TTC - L.P.P.R. : 7142890