


DONJOY®

DONJOY RESPIFORM™ +



*Tissu Ozone® : confort et respirabilité
Fabricant : Antonio Morón de Blas, S.L.

INDICATIONS :

- Entorse et traumatisme du pouce et du poignet
- Tendinopathie et ténosynovite (De Quervain)
- Immobilisation pré et post-opératoire

CARACTÉRISTIQUES :

- Design anatomique ajusté
- Facilité de mise en place (à une seule main)
- Système de fermeture réglable avec 3 sangles de serrage et boucles au poignet assurant une immobilisation optimale
- Bouton d'arrêt « Strap-stop » sur chaque sangle
- Système de serrage du pouce assurant un maintien optimal de la colonne du pouce
- Éclisse palmaire en aluminium ergonomique et semi-rigide pour contrôler la flexion
- 2 éclisses dorsales en acier ressort de type spirale
- Éclisse de pouce en aluminium conformable et au design anatomique
- Tissu Ozone™* pour un meilleur confort et une bonne respirabilité
- Doublure interne en Jersey doux
- Tissu de recouvrement soudé
- Lavable à la main
- Ne contient pas de latex
- Poids : 116 g
- Modèle latéralisé
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL)

TAILLE	CIRC. DU POIGNET	CODE ARTICLE	CODE GTIN
DROITE - PÉDIATRIQUE-XS	11 - 14 cm	82-96180	0190446298175
DROITE - S	14 - 16 cm	82-96182	0190446298182
DROITE - M	16 - 19 cm	82-96183	0190446298199
DROITE - L	19 - 21 cm	82-96184	0190446298205
DROITE - XL	21 - 24 cm	82-96185	0190446298212
GAUCHE - PÉDIATRIQUE-XS	11 - 14 cm	82-96170	0190446298120
GAUCHE - S	14 - 16 cm	82-96172	0190446298137
GAUCHE - M	16 - 19 cm	82-96173	0190446298144
GAUCHE - L	19 - 21 cm	82-96174	0190446298151
GAUCHE - XL	21 - 24 cm	82-96175	0190446298168

Prescrire : **DonJoy RespiForm™+** - Remboursé S.S. - 53,18 € TTC - L.P.P.R. 7142269



▶ Découvrez la vidéo
de mise en place de
la **DonJoy RespiForm™+**