


**DONJOY®**

# DONJOY RESPIFORM™



\*Tissu Ozone™ : confort et respirabilité  
Fabricant : Antonio Morón de Blas, S.L.



▶ Découvrez la vidéo  
de mise en place de  
la **DonJoy RespiForm™**

## **INDICATIONS :**

- Entorse et traumatisme du poignet
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire
- Arthrose du poignet

## **CARACTÉRISTIQUES :**

- Design anatomique ajusté
- Facilité de mise en place (à une seule main)
- Système de fermeture réglable avec 3 sangles de serrage et boucles au poignet assurant une immobilisation optimale
- Bouton d'arrêt « Strap-stop » sur chaque sangle
- Éclisse palmaire en aluminium ergonomique et semi-rigide pour contrôler la flexion
- 2 éclisses dorsales :
  - 1 semi-rigide côté pouce en aluminium
  - 1 type spirale côté styloïde en acier ressort
- Tissu Ozone™\* pour un meilleur confort et une bonne respirabilité
- Doublure interne en Jersey doux
- Tissu de recouvrement soudé
- Lavable à la main
- Ne contient pas de latex
- Poids : 104 g
- Modèle latéralisé
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL)

TAILLE	CIRC. DU POIGNET	CODE ARTICLE	CODE GTIN
DROITE - PÉDIATRIQUE-XS	11 - 14 cm	82-96160	0190446297987
DROITE - S	14 - 16 cm	82-96162	0190446295563
DROITE - M	16 - 19 cm	82-96163	0190446297994
DROITE - L	19 - 21 cm	82-96164	0190446298007
DROITE - XL	21 - 24 cm	82-96165	0190446298014
GAUCHE - PÉDIATRIQUE-XS	11 - 14 cm	82-96150	0190446297949
GAUCHE - S	14 - 16 cm	82-96152	0190446295525
GAUCHE - M	16 - 19 cm	82-96153	0190446297956
GAUCHE - L	19 - 21 cm	82-96154	0190446297963
GAUCHE - XL	21 - 24 cm	82-96155	0190446297970

Prescrire : **DonJoy RespiForm™** - Remboursé S.S. - 56,64 € TTC - L.P.P.R. : 7143033