

DONJOY®

SUPPORT EVEREST ICE II



 Découvrez la vidéo
de mise en place d'une
Support Everest Ice II DonJoy®

INDICATIONS :

- Usage post-opératoire du genou nécessitant une immobilisation et glaçage : arthroscopie, ligamentoplastie, recentrage rotulien, ostéosynthèse, ostéotomie
- Entorses modérées à graves des ligaments latéraux (LLI, LLE) et/ou du pivot central (LCA, LCP), lésions méniscales, chirurgie du genou, réhabilitation et reprise d'activité
- Distension du LCA/LCP, entorses stade 2 et 3 des LLI/LLE

CARACTÉRISTIQUES :

- Solution 3-en-1 : immobilisation, cryothérapie & compression, prévention et reprise d'activité
- Plots de blocages simples à positionner (sans outil)
- Limitation de l'amplitude de mouvement en flexion/extension ou de blocage à 0°, 10°, 20° 30°, 60°, 90° et Full range (amplitude complète)
- Tissu novateur ajouré compressif et hautement respirant
- Panneau poplité en Lycra® doux, pour un excellent confort
- Nouvelles boucles de serrage pour un ajustement facilité
- Système anti-glisse : évite l'effet garrot tout en maintenant l'attelle en place
- 4 sangles indépendantes, pour régler le niveau de compression et de maintien
- Manchon de genou amovible et peu volumineux contenant :
 - Un pack de froid pour une application externe localisée de cryothérapie L'attelle est livrée avec 2 packs de froid afin de garder un pack d'avance au congélateur pour un traitement continu
 - Une housse gonflable avec pompe manuelle permet d'ajouter un effet compressif au traitement par le froid
- Hauteur de l'attelle : XS/S/M : 39,5 cm - L/XL/XXL : 44,5 cm
- Livré avec un Jersey de protection
- Lavable à la main
- Modèle bilatéral
- Disponible en 6 tailles (de Pédiatrique-XS à XXL)

TAILLE	CIRC. CUISSE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
PÉDIATRIQUE-XS	33 - 37 cm	82-0045-1	0190446723806
S	38 - 43 cm	82-0045-2	0190446723813
M	44 - 49 cm	82-0045-3	0190446723820
L	50 - 55 cm	82-0045-4	0190446723837
XL	56 - 60 cm	82-0045-5	0190446723844
XXL	60 - 64 cm	82-0045-6	0190446723851

Prescrire : **Support Everest Ice II DonJoy®** - Remboursé S.S. - 102,29 € TTC - L.P.P.R. : 7142890