



ORLIMAN®

EPI'R

Épaule/Bras



■ Domaines d'application :

Rhumatologie, Prévention.

■ Indications :

Prévention des lésions sportives, Épicondylite, Épitrôchléite.

■ Caractéristiques :

- Inserts antidérapants garantissant un excellent maintien de la sangle durant l'exercice.
- Insert en visco-élastique assurant une pression localisée sur le tendon et limitant les vibrations.
- Sangle de réglage avec boucle anti-vrille.
- Insert thermoformé pour un confort accru et un meilleur maintien sur le bas.

TVA

20 %

LPPR

Non remboursé.



TAILLE UNIQUE

■ Tableau de taille :

Taille	ACL 13	Référence
Unique	34010.8139306.2	EB1311.BIU

DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE

Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)

Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31

smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr

Siret : 420574626 RCS Rennes

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.L.U. - Distributeur France : SM Europe. v.17/12/2019





ORLIMAN

EPI'R

Épaule/Bras



■ **Conseil de sécurité :**

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

Composition :

Polyamide 72%, Polyuréthane 28%.

■ **Mise en place :**

Placer l'insert en visco-élastique sur la zone prévue. Enfiler la sangle autour de l'avant-bras (muscle) en dessous du coude permettant une flexion complète du coude jusqu'à 90°. Placer l'insert en visco-élastique sur la zone douloureuse (en fonction du traumatisme à traiter). Il doit coïncider avec le tendon de façon à exercer une pression aidée par l'insert thermoformé. Refermer le produit à l'aide de la sangle de réglage en passant dans la boucle antiville. Ajuster la compression et refermer la sangle à l'aide du velcro®. Note : Une compression excessive peut provoquer des interruptions de type vasculaire, c'est pourquoi nous conseillons de régler la compression jusqu'au degré optimal.

Entretien :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à température ambiante.

